

**877PEY**

Однокомпонентна стерильна гнучка асферична гідрофобна акрилова інтраокулярна лінза (ІОЛ) з блокуванням УФ та фільтром синього світла. Оптика типу EDOF (з розширеною глибиною різкості). ІОЛ постачається попередньо завантаженою в інжектор.



**ЖОВТА ІОЛ**

Безпеку та ефективність ІОЛ Medicentur було перевірено клінічними дослідженнями, і клінічні дані доводять відповідність цих ІОЛ сучасним вимогам.

Інформація про медичний виріб призначена виключно для медичних установ та лікарів.

### ДІАПАЗОНИ ОПТИЧНОЇ СИЛИ

Стандартні

+8,0 D → +30,0 D (з кроком 0,5 D)

Спеціальні

+31,0 D → +35,0 D (з кроком 1,0 D)

### МАТЕРІАЛ

Гідрофобний акрил з блокуванням УФ та фільтром синього світла

Індекс рефракції

1,47

Число АБВЕ

58

### ДИЗАЙН

Оптичний діаметр  
Загальний діаметр

6 мм

13 мм

Конструкція оптики

Асферична — абераційно-нейтральна біконвексна (+8.0 D → +35.0 D)

Номінальна А-константа

118,9

Зона EDOF

Засновані на рефракції центральні зони лінкінгу хвильового фронту

Конструкція гаптки

Вікончаті задні зведення типу С-петлі (C-loops) з ангуляцією 0°

Профілактика ПЗК

Гострий край 360°

Строк зберігання

2,5 роки від дати стерилізації

### ВВЕДЕННЯ

Рекомендований розмір розрізу

2,2 мм

Сумісний інжектор

Попередньо завантажений інжектор одноразового використання POB-MA

### КОНСТАНТИ

для оптичних та іммерсійних ультразвукових вимірювань

А-константа SRK/T

Haigis

Hoffer Q

A = 118,9

a0 = 1,32  
a1 = 0,4  
a2 = 0,1

pACD = 5,46

Holladay I

Barrett Universal II

Holladay II

SF = 1,7

LF = 1,83

ACD = 5,49  
SF = 1,73

877PEY

ПОПЕРЕДНЬО  
ЗАВАНТАЖЕНА


**3!** | **elON**  
FLEX | PОВ-МА HYDROPHOBIC PRELOADED



ED OF



PRELOADED



**Medicentur**  
**Medical Engineering Ltd**  
export@medicentur.com  
www.medicentur.com

**International Office**  
Chemin du Champ-des-Filles 36  
1228 Plan-les-Ouates  
Switzerland / Geneva

**Head Office**  
Herceghalmi út 1.  
2072 Zsámbék  
Hungary

**Представник в Україні**  
Київ, вул. Краківська, 22  
Тел. +380 44 574 0571  
medicentur.com.ua

**MEDICENTUR**

