

877РА | 877РАУ

Однокомпонентна стерильна гнучка асферична гідрофобна акрилова інтраокулярна лінза (ІОЛ) з блокуванням УФ та опційним фільтром синього світла. Монофокальна оптика. ІОЛ постачається попередньо завантаженою в інжектор.



ПРОЗОРА ІОЛ



ЖОВТА ІОЛ

ДІАПАЗОНИ ОПТИЧНОЇ СИЛИ

Стандартні

0,0 D → +9,0 D (з кроком 1,0 D)
+10,0 D → +30,0 D (з кроком 0,5 D)

Спеціальні

-10,0 D → -1,0 D (з кроком 1,0 D)
+31,0 D → +35,0 D (з кроком 1,0 D)

МАТЕРІАЛ

Гідрофобний акрил з блокуванням УФ та опційним фільтром синього світла

Індекс рефракції

1,47

Число АВВЕ

58

ДИЗАЙН

Оптичний діаметр
Загальний діаметр

6 мм

13 мм

Конструкція оптики

Асферична — абераційно-нейтральна
Двоввігнута (-10,0 D → -1,0 D)
Двоопукла (0,0 D → +35,0 D)

Номінальна А-константа

118,9

Конструкція гаптики

Вікончаті задні зведення типу С-петлі
(C-loops) з ангуляцією 0°

Профілактика ПЗК

Гострий край 360°

Строк зберігання

2,5 роки від дати стерилізації

ВВЕДЕННЯ

Рекомендований
розмір розрізу

2,2 мм

Сумісний інжектор

Попередньо завантажений інжектор
одноразового використання PОВ-МА

КОНСТАНТИ

для оптичних та імерсійних ультразвукових вимірювань

А-константа SRK/T

A = 118,9

Haigis

a0 = 1,32
a1 = 0,4
a2 = 0,1

Hoffer Q

pACD = 5,46

Holladay I

SF = 1,7

Barrett Universal II

LF = 1,83

Holladay II

ACD = 5,49
SF = 1,73

Безпеку та ефективність ІОЛ Medicutur було перевірено клінічними дослідженнями, і клінічні дані доводять відповідність цих ІОЛ сучасним вимогам.


Інформація про медичний вибір призначена виключно для медичних установ та лікарів.

877PA | 877PAY

ПОПЕРЕДНЬО
ЗАВАНТАЖЕНА


3! | PОВ-МА

FLEX | HYDROPHOBIC PRELOADED



MONOFOCAL

PRELOADED



MEDICONTUR

Medicontur
Medical Engineering Ltd
export@medicontur.com
www.medicontur.com

Head Office
Herceghalmi út 1.
2072 Zsámbék
Hungary

International Office
Chemin du Champ-des-Filles 36
1228 Plan-les-Ouates
Switzerland / Geneva

МЕДІКУС

Офіційний представник компанії Medicontur в Україні
ТОВ «Медична компанія «Медікус»
вул. Краківська, 22, Київ, Україна, 02094
тел.: +380 44 574 0571; факс: +380 44 574 0573
medicontur.com.ua

