




SCHARIOTH  
MACULA LENS\*  
A45SML/A45SMY




# ЗБІЛЬШУВАЛЬНА ЛІНЗА, ЩО ІМПЛАНТОВАНА В ОКО

НОВА НАДІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ  
З СУХОЮ ВІКОВОЮ МАКУЛЯРНОЮ ДЕГЕНЕРАЦІЄЮ



**MEDI**  **NTUR**

Vision of Expertise



#### Технічні характеристики

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Тип                     | Моноблочна гнучка ІОЛ для імплантації          |
|                         | у циліарний сулькус як додаткова (Add-On)      |
|                         | до основної ІОЛ у псевдофакічному оці пацієнта |
| Оптика                  | Асферична біфокальна                           |
| Розмір розрізу          | 2,2 мм   |
| Рекомендований інжектор | MedJet MA                                      |
| Доступна оптична сила   | -5,0 D → +5,0 D (крок 0,5 D)                   |

Доповнення +10,0 D

Стерилізація Парова

#### Матеріал

|          |  |
|----------|--|
| • A45SML | Кополімер гідрофільного та гідрофобного акрилу з вмістом води 25% та УФ-поглиначем |
| • A45SMY | + фільтр синього світла  |

Індекс рефракції 1,46

Число АББЕ 58

#### Геометрія

|                   |   |
|-------------------|---|
| Загальний діаметр | 13,0 мм                                       |
| Оптичний діаметр  | 6,0 мм  |
| Товщина гаптки    | 0,30 мм                                       |
| Кут нахилу гаптки | 0° – асиметричний дизайн з задніми зведеннями |

#### Зберігання

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Температура      | +15 - +35 °C                    |
| Вологість        | 15 – 50%                        |
| Строк зберігання | 5 років (від дати стерилізації) |

\* Патент заявлено

EA-IMCA45SMLUA 03 201609